

# SMILE

## Larmknapp - Användarmanual



### Innehåll

Avsedd användning	
Generell funktion	
SMILE Delar	1
Handhavande	1
Montering	1
Montera/lossa PIN/halsbandet	1
Montera armbandet	1
Montera CLIP	2
Byta ut topskalet	2
Montera Berlock	2
Viktigt	2
Användning	2
Rengöring	2
Säkerhetsinfo	3
Återvinning	3
Tekniska Data	3

### Avsedd användning

SMILE är avsedd att användas i hemmet eller vårdboende för att skapa trygghet genom att ge möjlighet att skicka ett larm.

### Generell funktion

SMILE är en portabel larmklocka som måste anslutas till en mottagare (t.ex. NOVO Trygghetstelefon, TREX2G Portabel Larmmottagare, D-TECT och D-SERVER system) för att kunna skicka larm. Larm skickas genom att trycka på den röda larmknappen och sändningen bekräftas med grönt sken i tre sekunder.



## SMILE Delar



# Benämning

①	SMILE Enhet (med röd larmknapp)
②	SMILE PIN (med klack och halsband)
③	SMILE CLIP (Tillbehör)
④	SMILE HAPA Handikappanpassning (Tillbehör)
	SMILE Armband (visas ej här)
	SMILE BERLOCK(visas ej här)

SMILE-enheten, armbandet och PIN/halsband ingår i ett Standard SMILE Kit. CLIP, HAPA och BERLOCK kan fås som extra tillbehör.

## Handhavande

Tryck på den röda larmknappen för att skicka ett larm.

## Montering

Montera/lossa PIN/halsbandet



Trä PIN genom hålen och tryck ner tills klacken klickar på plats.  
Lossa PIN genom att trycka på klacken ① och sedan dra upp ②.

## Montera armbandet

Trä armbandet genom hålen på enheten och fäst därefter på armen.



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: info@zafe.se  
www.zafe.se

## Montera CLIP



Fixera CLIP på baksidan av SMILE och montera därefter PIN genom hålen på SMILE tills klacken klickar på plats. För att avlägsna CLIP, tryck på PIN klacken och lossa PIN.

## Byta ut topskalet

SMILE är designad så att topskalet kan bytas ut. Lossa topskalet genom att försiktigt dra utåt i hålen för armband.



Fäst det nya topskalet genom att trycka fast det till ett diskret "klick" hörs.



*Ett borttaget topskal är förbrukat!*

## Montera Berlock

BERLOCK monteras på samma sätt som CLIP.



För att ta bort BERLOCK, stick ner ett gem i hålet närmast halsbandet för att lossa PIN.

## Viktigt Användning

- Använd endast originaldelar.
- Håll borta från damm, fukt och smuts.
- Kasta, knacka, vrid eller skaka inte produkten.
- Hetta inte upp enheten eller använd den nära öppen eld.
- Enheten får inte övermålas.
- Kontakta en NEAT återförsäljare för reparation.

## Rengöring

- Alla delar i produkt-kitet kan rengöras med en mild tvällösning på en lätt fuktad trasa. Eftertorka med en torr duk.
- Starka kemikalier, alkohol, fetter och andra skarpa substanser får inte användas vid rengöring eller kontakt med delarna i produkt-kitet.
- Produkten måste kopplas från eluttaget innan rengöring.
- Efter rengöring, kontrollera att produkten fungerar korrekt genom att göra ett testlarm till larmcentralen.



Zafe Care Systems  
Industrigatan 2  
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210  
Service: 010 20 96 220  
Fax: 044 780 95 50  
E-mail: [info@zafe.se](mailto:info@zafe.se)  
[www.zafe.se](http://www.zafe.se)

## Säkerhetsinfo

- Läs instruktionerna före användning.
- Testa alltid systemet enligt anvisningarna före användning och testa alltid produkten efter att justeringar har gjorts.
- Produkten passar inte alltid för alla användare.
- Produkten skall inte ses som ersättning för vårdgivarens rutinmässiga övervakningsrutiner och får inte användas i situationer där ett dröjsmål av erforderlig assistans kan innebära en potentiellt livsfarlig omständighet .
- Våra enheter är INTE avsedda för livsuppehållande utrustning, där ett eventuellt tekniskt fel kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.
- Kontrollera enheten regelbundet och ersätt om nödvändigt.
- Integrera inte med andra system än angivna i denna dokumentation.
- Produkten orsakar inte elektromagnetisk strålning under normala förhållanden.
- Produkten kan placeras nära andra produkter eller enheter så länge vibrationer undviks.
- Ta ut batterierna ur enheten om den inte skall användas eller förvaras under en längre tid.

## Återvinning

Då produkten är slutförbrukad vänligen återlämna den till avsedd återvinningsstationer i närheten. För information om hur att kassera eller återvinna produkten kontakta de lokala myndigheterna eller Electronics Industries Alliance (EIA, [www.eiae.org](http://www.eiae.org)). I EU innebär symbolen med soptunnan att produkten inte får slängas med hushållsavfall. Den skall deponeras på en lämplig anläggning för återvinning eller returneras till återförsäljaren eller NEAT Electronics.



[www.zafe.se](http://www.zafe.se)