



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Kuddvibrator

Användarmanual

Sängvibratoren kan du använda tillsammans med din LINK. Den väcker dig med vibrationer under madrassen eller huvudkudden.

Gör så här

1 Anslut kuddvibratoren genom att sätta i kontakten i kuddvibratoruttaget på mottagaren med anslutningskabel Modell AK50.

2 Tryck på testknappen och kontrollera att kuddvibratoren vibrerar.

