



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

PIR II

Produktblad



Rörelsessensor med intelligent dörrlarm (IDA)

En av de grundläggande förutsättningarna för tjänsteleverantörerna för

assistentboende och självständigt boende är att ha verktyg som gör att de kan skapa utrymmen utan begränsningar som gynnar att människor kan lämna sina rum och röra sig fritt utan att äventyra deras säkerhet. Med syftet att svara på dessa behov genom continuous and discreet monitoring, Neat has developed PIR II, an advanced wireless motion sensor.

PIR II övervakar närvaron av människor och deras rörelser. Det kan användas för att övervaka rörelser utanför sängen samt för rörelser i en fördefinierad zon.

Täcker olika situationer

- **Inaktivitet:** PIR II skickar ett inaktivitetslarm när det inte har upptäckt någon rörelse under en programmerbar tidsperiod.
- **Känslighet:** Sensorns känslighet kan justeras så att den passar varje individ.
- **Ur sängen:** PIR II är särskilt användbart för användare som riskerar att falla när de går ur sängen eller de användare som behöver hjälp för att komma ur sängen.
- **Dörrövervakning:** IDA (Intelligent Door Alarm) är en ny, innovativ funktion i PIR II genom integration av en dörrsensor; det är användbart för övervakning om användaren har stannat hemma eller gått ut. Om systemet vet att användaren fortfarande är hemma skickar det inget larm. Detta undviker onödiga larm och arbete för tjänsteleverantörer orsakade av användare som tittar ut genom dörren. Det är också möjligt att låta användaren lämna rummet för ett kort ärende, t.ex. hämta tidningen utan att utlösa ett larm.





Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Försäkring 24 timmar per dag

- Larmar vid en ovanlig period av inaktivitet.
- Ökar säkerheten och optimerar kostnaderna genom att förbättra servicenivån

Enkel installation och användning

- Golv eller vägg monteras.
- Intelligent Door Alarm (IDA), alla funktioner i en enda enhet.
- Tillgänglig strömbrytare som kan inaktiveras.

Personfokuserad vård

- Tidig rörelsedetektion när användaren försöker komma ur sängen.
- Det främjar personliga tjänster för att förbättra livskvaliteten.

Batterihantering

- Regelbunden och automatisk batterinivåmätning.
- Enkel batteribyte.

Enkel installation och konfiguration

Den batteridrivna PIR II är enkel att använda och kan monteras på väggen eller på en dörr, och den kan placeras på golvet. En dörrmagnet ingår i satsen för att tillgodose funktionen Intelligent Door Alarm (IDA).

On/off omkopplaren är lättåtkomlig och kan konfigureras så att vårdpersonal kan lämna rummet innan rörelsedetektering startar.

De förkonfigurerade PIR II-enheterna kan återkonfigureras antingen via dator via radio eller från omkopplare på enheten. Batterinivåmätningar görs regelbundet med ett larm som skickas vid låg batteri.

Tvåvägskommunikation

Ett larm på grund av rörelse eller brist på rörelse kan tas emot av vilken som helst av Våra mottagare, inklusive NOVO: er, NEO: er och TREX / D-TREX-enheter, och vidarebefordras vidare, till exempel till ett telecare-övervakningscenter för någon att ta hand om användare.

Tack vare dubbelriktad radio kan användaren känna igen att larmet har nått mottagaren som ger användaren lugn; röd lysdiod som indikerar larmöverföring ändras till grönt som indikerar att larmet har mottagits och kommer att hanteras.



Vi använder europeisk (*) dedicerad radiofrekvens för socialvård som minimerar risken för radiostörningar.

(*) Andra frekvenser är tillgängliga för att matcha nationell reglering på icke-europeiska marknader.