



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Sänglarm



Information

Sänglarmet upptäcker om en person lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en förinställd tid.

Sänglarmet består av en sensor som läggs under madrassen i sängen. Sensorn ansluts till en kontrollenhet som hängs på väggen eller placeras på sängbordet.

Larmet har en justerbar ljudsignal som kan låta om du får ett epileptiskt anfall när du sover eller ligger och läser i din säng. Detta ger dig en trygghet eftersom larmet uppmärksammar personal eller anhöriga som är i närheten.

I de fall du inte vill att ljudsignalen ska höras i ditt rum, finns det möjlighet att vidarekoppla larmet till en larmmottagare. Den tekniska lösningen anpassas efter bostadens fysiska miljö samt önskemål och rutiner för hur larmet ska tas emot.





Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Teknisk Specifikation

Sensor

Storlek: 400 x 580 x 1,5 mm

Material: Polyester

Kabellängd: 300 mm

Kontrollenhet

Storlek: 97 x 127 x 30 mm

Vikt: 150 g

Färg: Vit

Batteri: 2 st 1,5 V, AA-batterier.



www.zafe.se